

## Générateurs portables Haute Fréquence



Gamme de générateurs RX avec tube incorporé dans une unité portable ultra légère. Proposé en 8 versions, le générateur portable est une excellente alternative pour les personnes travaillant sur le terrain (vétérinaires, médecins itinérants...). En série, chaque appareil peut enregistrer en mémoire les constantes les plus fréquemment utilisées. Possibilité d'y adapter du numérique. Valise de transport incluse.



Modèle	PX16 HF	PX20 HF	PX20 Plus	PX20 BT	PX40 HF	PX40 BT	PX60 HF	PX100 HF
Référence	ACO 020	ACO 025	ACO 020 Plus	ACB T20	ACO 040	ACB T40	ACO 060	ACO 100
Puissance	80 kV / 16 mA	90 kV / 20 mA	100 kV / 20 mA	100 kV / 20 mA	100 kV / 35 mA	100 kV / 35 mA	100 kV / 60 mA	110 kV / 100mA
kV	50 - 80 kV	40 - 90 kV	40 - 100 kV	40 - 100 kV	40 - 100 kV	40 - 100 kV	50 - 100 kV	40 - 110 kV
mAs	0,4 - 30 mAs	0,3 - 50 mAs	0,3 - 50 mAs	0,4 - 50 mAs	0,4 - 100 mAs	0,4 - 100 mAs	0,4 - 100 mAs	0,2 - 200 mAs
Poids	5,6Kg	8,6Kg	9 Kg	9,8Kg	12Kg	14Kg	13Kg	19,6Kg

## Statifs fixe et mobile pour générateur portable HF



### STATIF MOBILE POUR PORTABLE POSKOM

Hauteur maximum de 1,5 m à 1,8 m respectivement.

Encombrement du pied: 75 x 75 cm.

Référence	Désignation
STA 000	Statif mobile

### STATIF FIXE POUR PX HF

Table un mouvement  
Tiroir porte-cassette  
Support de grille



Référence	Désignation
STAVT2	Statif fixe avec colonne tex cobra 2 mouvements
STAVT4	Statif fixe avec colonne tex cobra 4 mouvements