


Colonnes porte-tubes RX

Colonnes avec fixation au sol.
Bras support tube RX coulissant sur toute la hauteur.



Référence	Désignation
ET5000	Colonne porte-tube ETS
Option	Rotation de la colonne

Table mobile radiotransparente



Chariot radiotransparent mobile permettant le transport des patients en urgence.

- Hauteur fixe : 70 cm
- Plateau : 200 x 65 cm
- Profilés plats crantés
- 4 roues \varnothing 10 cm

Options :

- Grilles



Support cassette grille mobile sur toute la longueur de la table

Référence	Désignation
CHA C10	Chariot C10