

# Chambre à ionisation dose patient Vacutec

Chambres à ionisation Vacutec. Peuvent être montées sur le collimateur des unités de radiographie et de fluoroscopie à l'aide de rails.



## MODÈLE VACUDAP 2000 : PACK 2000

Comprenant :

- la chambre 70157 avec l'électronique 70921 affichage interne
- ou la chambre pédiatrique résolution 0,1 mGy.cm<sup>2</sup> (0,01 μG.m<sup>2</sup>)
- l'alimentation AC/DC
- le câble d'extension 20 m pour l'alimentation
- rails entraxe 170 mm ou rails entraxe 175 mm

Référence	Désignation
VACU 2000	VacuDAP 2000
ADA 170	Adaptateur accessoires pour rail entraxe 170 mm
ADA 175	Adaptateur accessoires pour rail entraxe 175 mm

## MODÈLE VACUDAP 2004 : PACK 2004-S

Comprenant :

- la chambre 70157 avec l'électronique 70921
- ou la chambre pédiatrique résolution 0,1 mGy.cm<sup>2</sup> (0,01 μG.m<sup>2</sup>)
- afficheur simple 70953 avec interface série RS 232
- câble standard 15 m (extension par mètre linéaire)
- l'alimentation AC/DC
- rails entraxe 170 mm ou rails entraxe 175 mm

Référence	Désignation
VACU 2004	VacuDAP 2004

## VACUDAP CIRCULAIRE

Comprenant:


- Chambre cylindrique Ø 48 ou 90 ou 100 mm 159 00 xx
- Electronique embarquée 922 00 16
- Afficheur fluoro 943 00 04
- Alimentation AC/DC 950 00 57  
ou convertisseur AC/DC 15 V DC 950 00 62
- Câble interface 6 m 943 00 40-6

Xx : les 2 derniers chiffres de la référence de la chambre correspond au diamètre retenu.m

Référence	Désignation
VACUCIR	VacuDAP circulaire

# Equipements et générateurs de radiologie HF et système numérique DR


## Chambre à ionisation dose patient Vacutec



Adaptateur 176 mm pour Siemens, CGR, GE, Picker Primax, Stephanix, Apelem



Adaptateur 169 mm pour Philips



### ADAPTATEURS POUR CONES ET FILTRES

Pour chambres 2000 et 2004, adaptables sur toutes marques de diaphragmes.

Référence	Désignation
ADA 170	Adaptateur accessoires pour rail entraxe 170 mm
ADA 175	Adaptateur accessoires pour rail entraxe 175 mm

### IMPRIMANTE ZEBRA LP 2824

Référence	Désignation
LOG DAP	Logiciel modèle Dapstore

Référence	Désignation
DYMO	Imprimante Dymo SE 300
DYMOR	Rouleau de 2100 étiquettes autocollantes (57 x 32 mm)