

## Marquage des cassettes de mammographie



Référence	Désignation
03TAC100	Chiffres 1 à 6 transfert à sec


### ETIQUETTES POUR MARQUAGE DES ÉCRANS

Jeu de chiffres de 1 à 6, transférables à sec pour l'identification des écrans en mammographie. Dans le cadre de la campagne pour le dépistage en mammographie, les organismes de contrôle demandent que les écrans soient numérotés afin de déceler les écrans défectueux.

## Marquage des clichés

### MARQUEUR DE TEMPS URO ET BILIGRAPHIE

En caractères opaques sur plexiglas. Indique le temps par rotation manuelle d'un cercle intérieur comportant un trait opaque aux rayons X, visible sur le cliché.



Marqueur	
MT.UB	Marqueur de temps pour URO et Biligraphie 0-2h
MT.UR	Marqueur de temps pour URO et Biligraphie 0-6h

## Marquage des clichés

### ETIQUETTES AUTOCOLLANTES

Les étiquettes autocollantes sont représentées dans des dévidoirs à rouleaux de 1 000 étiquettes. Faciles à utiliser, il est possible de ranger jusqu'à dix rouleaux d'étiquettes sur un présentoir.

Il existe des tailles d'étiquettes selon le texte imprimé.



**Étiquettes rondes**  
diamètre 15 mm

- impression noire



- impression blanche



**Étiquettes rectangulaires**  
25 x 10 mm

- impression noire



- impression blanche




**Étiquettes rectangulaires**  
25 x 19 mm

- impression noire



- impression blanche



Étiquettes autocollantes	
BEAC15FB	Étiquettes adhésives diam. 15 mm par 1 000 fond blanc
BEAC15F	Étiquettes adhésives diam. 15 mm par 1 000 fond noir
BEAC2510 FB/FN	Étiquettes autocollantes rectangulaires 25 x 10 mm
BEAC2519 FB/FN	Étiquettes autocollantes rectangulaires 25 x 19 mm
SRB	Support de rangement bloc pour 10 boîtes