

Négatoscopes DMV Série métal



Négatoscopes dédiés à la lecture des films radiographiques en salle claire. Afin de répondre à tous les besoins, DMV Imaging propose une gamme complète de négatoscopes en tôle acier 10/10ème avec finition peinture époxy blanc.



DONNÉES TECHNIQUES

- Disponible du 1 plage au 4 plages
- Modèles horizontaux et verticaux
- Superposables sur demande
- Allumage standard, Haute Fréquence ou HF et variateur
- Alimentation : 220 V - 50 Hz
- Eclairage 6500°K Daylight

Négatoscopes série métal - Modèles horizontaux

Modèle	Dimensions	Nbe tubes	Réf. interrupteur	Réf. inter. HF	Réf. variante HF
	435 x 500 x 120	2 x 15 W	NP1	NP1 HF	NP1 VHF
	800 x 500 x 120	4 x 15 W	NP2	NP2 HF	NP2 VHF
	1230 x 500 x 120	2 x 36 W	NP3	NP3 HF	NP3 VHF
	1540 x 500 x 120	2 x 58 W	NP4	NP4 HF	NP4 VHF

Négatoscopes série métal - Modèles verticaux

	500 x 1265 x 120	2 x 36 W	NV1	NV1 HF	NV1 VHF
	800 x 1265 x 120	4 x 36 W	NV2	NV2 HF	NV2 VHF