

Echographie ALOKA Prosound et reprographie

Divans pour échographie



DIVAN EN ÉPOXY


Divan pour échographie bâti en tube acier laqué époxy blanc. Hauteur fixe avec dossier réglable.

- Longueur : 185 cm
- Largeur : 60, 70 ou 80 cm
- Hauteur : 50 cm
- Inclinaison dossier : 60°
- Poids : 25 kg
- Sellerie : 60 mm
- Couleur : bleu marine

Option: roulettes avec freins

Référence	Désignation
DIV 050	Divan pour échographie en époxy
DIV 040	Support rouleau pour DIV 050

Draps d'examens



Référence	Désignation
DRA 000	Draps d'examen ouate
DRA 002	Draps d'examen non gaufrés
DRA 001	Draps d'examen plastifiés bleus

DRAPS D'EXAMEN WAVE

- Pure ouate gaufrée, 2 plis, 140 formats
- Qualité supérieure
- Carton de 9 rouleaux

DRAPS D'EXAMEN STARLIGHT

- Pure ouate non gaufrée, 2 plis, 150 formats
- Carton de 12 rouleaux

DRAPS D'EXAMEN plastifiés bleus

- Ouate plastifiée bleue microgaufrée, 2 plis
- 1 face imperméable, 1 face absorbante
- 180 formats de 38 x 50 cm
- Carton de 6 rouleaux