

Accessoires d'imagerie RX et IRM • Consommables

Coussins de contention radiotransparents CAREWAVE

COUSSIN UNIVERSEL



Référence	Désignation
COU6040	Coussin de contention universel 60 x 40 cm
COU4030	Coussin de contention universel (la paire) 40 x 30 cm

COUSSIN DEMI-LUNE



Référence	Désignation
COU1833	Coussin de contention demi-lune 180 x 33 cm

COUSSIN DECUBITUS



Référence	Désignation
COU1733	Coussin de contention décubitus 170 x 33 cm

Cette gamme de coussins répond aux attentes du personnel soignant à la recherche de systèmes pour l'aide au positionnement des patients. Ils sont constitués de petites billes en polystyrène, sont donc radiotransparents, très légers et s'adaptent aux différentes morphologies.

COMPOSITION

- Enveloppe tissu bi-élastique avec enduction de polyuréthane traitement bioproof.
- Microbilles fine granulométrie en polystyrène. Un effort tout particulier a été étudié pour le nettoyage et la décontamination des produits Carewave.

La surface est décontaminable avec tout produit composé d'un ammonium quaternaire.

COUSSIN BOUÉE



Référence	Désignation
COU2013	Bouée de contention 20 x 130 cm

COUSSIN CYLINDRIQUE



Référence	Désignation
COU1770	Coussin de contention cylindrique 17 x 70 cm
COU1730	Coussin de contention cylindrique (la paire) 17 x 30 cm

SAC DE RANGEMENT



Référence	Désignation
SACCOU	Sac de rangement

SET COMPLET

- 1 coussin universel 60 x 40 cm
- 2 coussins universels 30 x 40 cm
- 1 coussin demi-lune
- 1 coussin décubitus
- 1 bouée
- 1 coussin cylindrique 17 x 70 cm
- 2 coussins cylindriques 17 x 30 cm

Référence	Désignation
SETCOU	Set complet

Système de contention pédiatrique compatible aux IRM et Scanner.



Ce nouveau système de contention a été développé avec des spécialistes en la matière, afin de pouvoir maintenir un petit enfant en douceur et en toute simplicité. Dédié uniquement pour les examens d'imagerie à l'horizontal. Complété par le nouveau matelas gonflable «Airbéb'x» vous obtiendrez un positionnement optimal et confortable pour l'enfant, cela aura pour effet de le calmer.

La fixation de l'enfant et du matelas se fera à l'aide des nouvelles bandes auto-agrippantes « Magic strips ». Ces bandes très souples et douces au touché s'auto-agrippent sur elles-mêmes, même principe que le «Velcro».

Elles permettent de mettre en contention un enfant tout en douceur, non traumatisantes et surtout, lavables en machine.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Livré de base avec :

- 1 planche de base en polycarbonate.
- 1 matelas Airbéb'x.
- 4 bandes Magic strips.
- 1 paire de fixe poignets.

Dimensions : 2000 x 60 mm.