

SonoSite Edge II Vet

SONDES SONOSITE EDGE II

SonoSite développe, fabrique et teste en interne des sondes adaptées aux besoins réels de ses clients. Nos sondes répondent aux spécifications militaires extrêmement contraignantes, en particulier en matière d'impact. Elles sont conçues pour résister aux chocs et aux chutes, très fréquents en milieu vétérinaire.La sonde rectale L52x a été optimisée pour offrir une cadence image plus élevée et une meilleure résolution d'image.



L52x

10-5 MHz Linéaire



HFL50x • 15-6 MHz Linéaire

HFL38xi •

13-6 MHz Linéaire



L25x ••



C11x



8-5 MHz Convexe



rC60xi

5-2 MHz Convexe




5-1 MHz Phased

C35x •

8-3 MHz Convexe

Technologie DirectClear.

- Câble armé en option.
- Guides d'aiguille et kits disponibles.
- Guide d'aiguille transversale disponible.



CÂBLES ARMÉS

Une robustesse surprenante et inégalée. L'échographe SonoSite Edge II Vet se distingue grâce à ses câbles de sonde en mesure de résister à tous les risques professionnels. Résistant à un piétinement, un écrasement ou bien une torsion accidentels, votre système vous permet de continuer de travailler sans interrompre votre activité. Les câbles armés sont actuellement disponibles en option Asur les sondes convexes rC60xi et phased array rP19xi et prochainement sur la sonde rectale rL52x.



Câble standard Câble armé

MKT02671 FR 07/2017

Câble armé



FUJIFILM SonoSite Siège Européen FUJIFILM SonoSite BV Joop Geesinkweg 140 1114 AB Amsterdan

FUJIFILM SonoSite France SARL Téléphone : +33 182 880 702 E-mail: france@fuiifilm.com

.sonosite.com/fr/produits/s

Bureaux SonoSite en Europe

FUJIFILM SonoSite BV – Pays-Bas FUJIFILM SonoSite GmbH – Allemagne FUJIFILM SonoSite Iberica SL – Espagne FUJIFILM SonoSite Ltd – Royaume-Uni FUJIFILM SonoSite SARL - France

+31 20 462 00 00 +49 69 80 88 40 30 +34 91 123 84 51 +44 1462 341 151





Le Edge II Vet a été repensé pour faire face aux défis de l'environnement de travail vétérinaire, et surtout équin. Le nouveau moniteur étanche en verre anti reflet permet une nette amélioration de la visualisation de l'image échographique sous différents angles dans des environnements les plus variés a Combiné à un NOUVEAU clavier imperméable aux liquides et à une technologie de câbles de sonde armés, l'échographe Edge II Vet est conçu pour relever tous les challenges d'une journée de travail des plus difficiles.





SonoSite Edge II Vet







C60 Stomach Thru Winter Coat Abd

Pastern SA HFL50 SmP

L50 Suspensory Branch SA (good) & LA (poor) MSK-Res

UNE VISUALISATION CLAIREMENT AMÉLIORÉE.

L'imagerie du Edge II Vet a été nettement améliorée grâce à la technologie DirectClear. DirectClear améliore les performances intrinsèques de la sonde en assurant une meilleure transmission du signal ultrasonore dans les tissus. La puissance de pénétration est améliorée et les images sont plus nettes et plus détaillées. Des améliorations ont été également apportées au niveau de l'interface utilisateur du Edge II comme la fonction d'exportation automatique des images qui accroit l'efficacité et la simplicité du flux de travail.

