

*Le savoir faire
et le faire savoir*




TEX COBRA



EASYSIDE

**Votre spécialiste
en imagerie médicale,
numérique et conventionnelle**

Caractéristiques techniques	Générateur à rayons X Haute Fréquence			
Puissance Maximum en kW	12 kW	15 kW	30 kW	40 kW
Tube à rayons X	Anode fixe Foyer 3 mm	Anode Tournante - Foyer 0,6 / 1,3 mm		
Sélection des kV	40 - 120 kV / Pas 1 kV	40 - 125 kV / Pas 1 kV		
Sélection des mA	25 - 50 - 75 - 100 - 125 150 - 175 - 200	25 - 50 - 63 - 80 - 100 160 - 200	25 - 50 - 63 - 80 100 - 160 - 200 - 250 320 - 400	25 - 50 - 63 - 80 100 - 160 - 200 - 250 320 - 400 - 500
Sélection temps d'exposition	0,003 - 5 secondes			
Alimentation secteur	Monophasé 220 V (240 V) ($\pm 10\%$) - 16 A - 50 / 60 Hz			
Table avec plateau flottant	2 mouvements longitudinaux - latéraux			
Pupitre de commande digital	Console sur pied			
Grille à lames parallèles	Format 46 x 46 R10:1 40 L/cm			
Collimateur	Manuel à plage lumineuse équipé de volets plombés			
Focale Variable / Latéral	En option			
Support Cassette Latéral	En option			
A.E.C. (Contrôle d'Exposition Automatique)	En option			
Système numérique	En option soit par capteur plan ou plaque au phosphore			
Programme anatomique	Oui			



ZA La Croix des Hormes - 69250 MONTANAY

Tél. : 04 72 42 32 42 - Fax : 04 72 42 32 40

www.dmv-imaging.com